

Carestream

Sistema Vita Flex CR

Velocidad. Productividad. Calidad.

Modernice su consultorio: cambie de imágenes de placas a imágenes digitales.



SOLUCIONES DE IMÁGENES MÉDICAS INTELIGENTES

Gran rendimiento para centros médicos más pequeños.

Si el suyo es como muchos consultorios o clínicas pequeñas, se da cuenta de que las imágenes médicas digitales dentro de los centros médicos pueden proporcionar un tremendo valor.

Pero el alto costo del acceso a imágenes digitales podría causar demoras, sin mencionar el espacio limitado que tiene para la instalación de un sistema de este tipo.

Conozca el sistema CARESTREAM Vita Flex CR, diseñado específicamente para centros médicos como el suyo. Genera imágenes digitales de alta calidad que aceleran el flujo de trabajo y mejoran la atención al paciente, además ofrece una variedad de tasas de producción para satisfacer sus necesidades con el flujo de trabajo. El diseño compacto es ideal para espacios más reducidos. Y su precio económico lo hace posible para casi cualquier presupuesto.

Principales ventajas

- Elimina la necesidad de compras continuas de placas y el uso de sustancias químicas agresivas
- Ahorra horas en comparación con la radiografía basada en placas, la cual consume demasiado tiempo
- Permite que la unidad se configure vertical u horizontalmente, con un diseño exclusivo, que posibilita el ahorro de espacio
- Funciona muy bien para centros médicos más pequeños, ya que es compacto, liviano y asequible





FlexFit representa dos maneras de ahorrar espacio.

Las ventajas del Vita Flex para consultorios pequeños no se limitan a su tamaño compacto. Puede elegir la disposición que sea la mejor para usted. El Vita Flex se puede colocar en una mesa o escritorio, en el piso o en la parte trasera de una camioneta. Puede colocarlo en una configuración horizontal tradicional o verticalmente si esta es una mejor opción para el espacio que tiene.

Eso sí que es flexibilidad.

Diseñado pensando en sus necesidades y su presupuesto.

¿Por qué pagar por capacidades que no necesita ni va a usar? Los sistemas de imágenes digitales grandes y complicados son desmesurados para las necesidades de su centro médico. El Vita Flex CR de Carestream ofrece con precisión, y solamente, las capacidades que necesita. Solo piense en estas ventajas:

PRECIO DE COMPRA ECONÓMICO

- Cambie a imágenes digitales sin que le cueste un ojo de la cara.

OPERACIONES OPTIMIZADAS

- Dígales adiós a las compras continuas de consumibles.
- Olvide la necesidad de manipular productos químicos agresivos.
- Ya no tendrá más placa para procesar.

PEQUEÑO Y LIVIANO

- Ahorre espacio valioso con la disposición compacta del Vita Flex.
- Configúrelo vertical u horizontalmente para adaptarse a los espacios más reducidos.
- El sistema se transporta fácilmente para la obtención móvil de imágenes.

IMÁGENES DE ALTA CALIDAD

- Actualícese y cambie a imágenes digitales de excelente calidad.
- Aproveche el software de adquisición fácil de usar Image Suite.
- Aproveche las potentes herramientas de análisis del software para mejorar el diagnóstico.

RENDIMIENTO RÁPIDO

- Vea imágenes de alta calidad en cuestión de minutos.
- Elija la tasa de producción que mejor se adapte al flujo de trabajo y tipos de exámenes (30, 45 o 60 PPH).

EXPERIMENTE LA VERSATILIDAD

- Seleccione entre varios tamaños de cassettes.
- Maneje con confianza todos los principales tipos de exámenes.

OPCIONES

- El kit panorámico dental permite obtener imágenes médicas dentales rápidas y precisas.
- El sistema de imágenes panorámicas permite la captura de imágenes de huesos largos flexibles y de alta calidad.

MÚLTIPLES PANTALLAS Y CASSETTES CR

Ideales para su uso con los sistemas Vita Flex CR, nuestra línea de cassettes CR y placas de fósforo ofrece una amplia selección y un alto rendimiento para satisfacer las necesidades de diversos exámenes de CR y aplicaciones clínicas, incluidas las imágenes panorámicas, la ortopedia, la pediatría y mucho más.

- 20 x 25 cm (8 x 10 in)
- 25 x 30 cm (10 x 12 in)
- 35 x 83 cm (14 x 33 in)
- 35 x 35 cm (14 x 14 in)
- 35 x 43 cm (14 x 17 in)
- 24 x 30 cm (9 x 12 in)
- 15 x 30 cm (6 x 12 in)



Flexible y confiable.

Nuestro sistema de imágenes panorámicas fácil de usar.

Disfrute los beneficios de la captura digital y el procesamiento de exámenes panorámicos con nuestro sistema de imágenes panorámicas fácil de usar.

- Unión automática de imágenes
- Flexibilidad de posicionamiento
- Portabilidad
- Imágenes médicas de alta calidad

UNIÓN AUTOMÁTICA DE IMÁGENES

Los algoritmos de procesamiento de imágenes se aplican para optimizar la imagen y el resultado es una sola imagen. No se requiere alineación manual. Las imágenes unidas se pueden distribuir a estaciones de trabajo de copias electrónicas o en copias en papel de impresoras láser, como cualquier otra imagen escaneada.

PORTABILIDAD

El carrito rodante (opcional) facilita el traslado del cassette a diferentes ubicaciones y permite obtener imágenes médicas de exámenes panorámicos en decúbito supino o exámenes en posición vertical.



FLEXIBILIDAD DE POSICIONAMIENTO

El soporte de cassette vertical (opcional) permite la captura de exámenes panorámicos en posición vertical. Los exámenes se pueden capturar a una distancia de media pulgada del piso, lo que elimina la necesidad de que los pacientes se suban a un escalón. El soporte se puede ajustar en incrementos de una pulgada (hasta 74 pulgadas desde el piso) para adaptarse a la altura y la parte del cuerpo de cada paciente que se tomará imágenes médicas.



Ahorre tiempo. Ahorre dinero.

Opciones innovadoras para la instalación y el servicio.

OPCIÓN DE AUTOINSTALACIÓN

- Configure y comience a explorar de inmediato gracias a una autoinstalación sencilla.
- Uno tarda menos de 90 minutos desde el momento de abrir la caja hasta sacar la primera imagen.
- O elija la instalación de servicio completo de un técnico certificado.

OPCIÓN DE AUTOSERVICIO

- La reparación automática rápida maximiza su tiempo de actividad y el presupuesto.
- Repárelo usted mismo con tres, unidades fáciles de reemplazar en el campo.
- O llame a un técnico certificado para obtener un servicio completo.

IDEAL PARA APLICACIONES MÓVILES

¿Necesita llevar el Vita Flex a otro lugar? Su pequeño tamaño y su peso liviano lo hacen fácil de transportar y de usar en donde lo necesite.



carestream.com



"Rx only"

© Carestream Health, Inc., 2024. CARESTREAM es una marca comercial de Carestream Health. CAT 200 0053 02/24

Carestream