

Carestream

Detector Focus 35C
Impresora láser DRYVIEW 5950

Potente. Flexible. Asequible.

Un paquete de “captura a impresión” que hace rentable el cambio a radiografía digital.

Dar un paso hacia el diagnóstico por imagen con DR es una excelente manera de acelerar el flujo de trabajo, aumentar la productividad y contribuir a un estándar de atención más elevado. Sin embargo, si su centro es más pequeño, el costo de realizar este cambio puede ser una verdadera barrera... pero ya no.

Nuestro detector Focus 35C de CARESTREAM excepcionalmente económico, junto con nuestro sistema de impresión láser DRYVIEW 5950 de CARESTREAM, le permitirá aprovechar todo el potencial de DR de manera sencilla y asequible.

Resumen de las ventajas

- El detector Focus 35C ofrece captura inalámbrica de imágenes digitales a un precio económico.
- El detector cuenta con el avanzado software Image Suite, diseñado específicamente para centros más pequeños.
- La impresora láser DRYVIEW 5950 ofrece radiografías de alta calidad y un uso excepcionalmente sencillo.
- La magnífica calidad DR y el soporte de impresión láser de alta resolución ofrecen mayor confianza en el diagnóstico.



Detector Focus 35C Impresora láser DRYVIEW 5950

El paquete digital adecuado para su centro.

El detector Focus 35C, junto con nuestra impresora láser DRYVIEW 5950, le proporcionará una solución de "captura a impresión" completa y totalmente digital. Es simple, flexible y asequible.

El detector Focus 35C

El detector Focus 35C de CARESTREAM con el software Image Suite le ofrece todas estas ventajas:

- Posibilidad de usar sus equipos de radiografía existentes.
- Diseño inalámbrico, que acelera el flujo de trabajo.
- Modo de Detección de Haz, que elimina la conexión por cable al generador y comienza a capturar la imagen automáticamente cuando el detector detecta la exposición a la radiografía.
- Plataforma de Windows 10, que ofrece mayor seguridad cibernética.
- El módulo mini PACS opcional de CARESTREAM ofrece una amplia gama de herramientas y de almacenamiento de imágenes para que pueda compartir imágenes, crear informes y adquirir imágenes desde otras modalidades.

Impresora láser DRYVIEW 5950

La impresora láser DRYVIEW 5950 de CARESTREAM fue diseñada específicamente para entornos de volumen de medio a bajo.

- Impresión láser de alta resolución a 508 píxeles por pulgada.
- Control automático de calidad de imagen.
- Cartuchos de carga para luz diurna DRYVIEW, que permiten cargar la película de forma rápida y sencilla en condiciones de iluminación normales.
- Interfaz intuitiva con funcionamiento sencillo para reducir al mínimo los requisitos de capacitación del usuario.



Elija el paquete más adecuado para usted.

Carestream ofrece una amplia gama de sistemas de "captura a impresión" en paquete, tanto para el diagnóstico por imágenes con DR como con CR. Encontrará la combinación ideal que se adapte a sus necesidades en función del presupuesto, rendimiento, espacio y flujo de trabajo. Comuníquese con su representante de Carestream para obtener más detalles.



carestream.com



"Rx only"

© Carestream Health, 2020. CARESTREAM y DRYVIEW son marcas registradas de Carestream Health. CAT 4000 165_ES-LA 5/20

Carestream