

# Kabellose Tablet- Steuerung.

SMART IMAGING-LÖSUNGEN

## Setzen Sie Ihr Upgrade auf erschwingliche DR mit einer Komplettlösung um.

Möchten Sie Ihren analogen Röntgenraum oder Ihr mobiles System auf DR umrüsten? Das gelingt nun schnell, einfach und wirtschaftlich – mit dem CARESTREAM DRX-Transportable System/Lite.

Das robuste Tablet des Systems macht sperrige Elektronik oder eine feste Konsole überflüssig – und zeigt Bilder sofort nach der Aufnahme an. Darüber hinaus erfordert das System dank seiner Strahlerkennungstechnologie keine zusätzlichen Modifikationen oder externen Anschlüsse.

Noch wichtiger ist, dass das DRX-Transportable System/Lite die wichtigsten Vorteile des DR Imaging in einem einzigen, vielseitigen Gerät vereint, das Ihnen die Freiheit gibt, von einem Raum zum mobilen System zu wechseln, sodass Sie hochwertige diagnostische Bilder aufnehmen können, wo immer Sie sie am dringendsten benötigen.

### Vorteile auf einen Blick

- Schnelle und einfache Installation. Die Beam-Sensing-Technologie macht externe Komponenten, Kabel oder Systemmodifikationen überflüssig.
- Vorhandene analoge Räume oder mobile Systeme lassen sich schnell auf DR umrüsten.
- Einfache Bewegung zwischen Räumen und mobilen Systemen, um hochwertige Bilder in Ihrer gesamten Einrichtung aufzunehmen.
- Revitalisierung und Verlängerung der Lebensdauer Ihrer vorhandenen Bildgebungssysteme für maximale Rendite.
- Umrüstung mehrerer Systeme zur Optimierung der Kosteneffizienz.





## Die Leistung von DR Imaging, einfacher und portabler als je zuvor.

Das DRX-Transportable System/Lite von Carestream bietet einen reibungslosen, kostengünstigen Übergang zur digitalen Radiographie mit minimalen Hardwareänderungen, sodass Sie den Wert Ihrer vorhandenen Geräte maximieren können. Dieser mühelose Übergang bietet Ihnen alle Vorteile der DR mit makelloser Bildqualität, um die diagnostische Sicherheit zu erhöhen und die Effizienz und Produktivität des Workflows zu optimieren.



### Weiterentwicklung.

Das vollständig robuste Tablet bietet die nötige Widerstandsfähigkeit für den täglichen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen im Gesundheitswesen.

### Optimierter Workflow

Eliminieren Sie Verzögerungen bei der Verarbeitung und stellen Sie Bilder sofort zur Überprüfung und Übertragung an PACS zur Verfügung.

### Vielseitigkeit

Mit dem kabellosen Design können Sie sich nahtlos zwischen Räumen und mobilen Systemen bewegen, um hochwertige Diagnosebilder aufzunehmen, wo immer Sie sie am dringendsten benötigen.

### Steigerung der Investitionsrendite

Revitalisierung und Verlängerung der Lebensdauer bestehender Bildgebungssysteme durch sofortige Aufrüstung auf DR.

### Kosteneffizienz

Rüsten Sie mehrere Systeme mit einer einzigen Lösung um, um den Wert Ihrer vorhandenen Geräte zu maximieren.



### Eclipse:

#### Die Power jahrzehntelanger innovativer Entwicklung nutzen.

Unsere innovative Imaging-Software basiert auf der Eclipse-Engine von Carestream. Sie nutzt Technologien der künstlichen Intelligenz und proprietäre Algorithmen, um den gesamten Bildgebungsprozess von der Erfassung bis hin zur Diagnose noch weiter zu optimieren.

### X-Factor Thinking.

Dank X-Factor nutzen Sie mit konfigurierbaren, modularen Komponenten, angetrieben durch die portablen DRX-Transportable System/Lite und DRX-Detektoren, Ihre Investition optimal. Der X-Factor ermöglicht es Ihnen, Ihre Lösung auf Ihren Workflow und Ihr Budget zu skalieren.

### Hauptmerkmale

- Robust, Schutzart IP65, Falltest aus 4 Fuß Höhe
- Großer, hochauflösender 14-Zoll-Touchscreen
- Leistungsstarker Intel Core i7-Prozessor
- Duales Akkudesign für eine längere Akkulaufzeit
- Eingebauter Griff dient als Tragegriff oder Ständer
- Montage- und Andockoptionen verfügbar
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Carestream-Detektoren (separat erhältlich)

### Unser DR-Detektor-Portfolio.

Unser Portfolio an DR-Detektoren umfasst kabellose, gemeinsam nutzbare, glasfreie und feste Modelle, die all Ihren Anforderungen gerecht werden – je nach Untersuchungstyp, Detektorgröße, Dosisbedarf und Budget. Entdecken Sie den geeigneten Detektor für Ihre Anforderungen unter [carestream.com/detectors](http://carestream.com/detectors).



[carestream.com](http://carestream.com)



„Rx only“

© Carestream Health, Inc., 2024. CARESTREAM ist eine Marke von Carestream Health. CAT 2000 214 02/24

# Carestream