

Control de tableta inalámbrico.

SOLUCIONES DE IMÁGENES MÉDICAS INTELIGENTES

Actualice al DR accesible con una solución todo en uno.

¿Piensa actualizar su sala de rayos X analógica o unidad móvil a DR? Ahora es posible: con rapidez, fácilmente y a un buen precio, con el sistema DRX-Transportable/Lite de Carestream.

La tableta resistente del sistema elimina la necesidad de componentes electrónicos o una consola fija; y muestra imágenes de inmediato una vez adquiridas. Además, su tecnología de sensores de haz significa que el sistema no requiere modificaciones adicionales ni conexiones externas.

Lo más importante es que el DRX-Transportable/Lite de Carestream proporciona los beneficios más importantes de imágenes de DR en una sola unidad versátil, lo cual le da la libertad de movilizarse de la sala a una unidad móvil y le permite capturar imágenes de diagnóstico de alta calidad donde más las necesita.

Principales ventajas

- Fácil y rápida instalación. La tecnología de sensores de haz elimina la necesidad de componentes externos, cables o modificaciones del sistema.
- En un instante convierte las salas y unidades móviles analógicas existentes en DR.
- Se desplaza con facilidad entre salas y unidades móviles para capturar imágenes de alta calidad por todo su centro médico.
- Renueva y extiende la vida útil de sus sistemas de imágenes existentes para obtener la máxima rentabilidad de la inversión.
- Actualiza varios sistemas para optimizar la eficiencia de costos.





La potencia de las imágenes de DR, más fáciles y más portátiles que nunca.

Carestream DRX-Transportable System/Lite ofrece una transición uniforme y económica a la radiografía digital con mínimos cambios de hardware que permiten maximizar el valor de sus equipos existentes. Esta transición fluida le ofrece todos los beneficios de DR con una calidad de imagen impecable para impulsar la confianza en los diagnósticos y mejorar la eficiencia y productividad del flujo de trabajo.



Siempre en marcha.

La tableta sumamente resistente ofrece la durabilidad necesaria para soportar los rigores de las operaciones diarias en los entornos exigentes de la atención médica.

Flujo de trabajo agilizado

Elimina las demoras en el procesamiento para que las imágenes médicas estén disponibles de inmediato para su revisión y transferencia a PACS.

Versatilidad

El diseño inalámbrico le permite moverse sin problemas entre salas y unidades móviles para capturar imágenes de diagnóstico de alta calidad donde más las necesita.

Aumenta la rentabilidad de la inversión

Renueva y extiende la vida útil de los sistemas de imágenes médicas existentes al actualizarlos instantáneamente a DR.

Eficiencia de costos

Actualice varios sistemas con una sola solución para ayudar a maximizar el valor de sus equipos existentes.

Eclipse: aproveche las ventajas de décadas de innovación.

Eclipse de Carestream es el motor que impulsa nuestro software innovador de imágenes médicas. Utiliza la tecnología de inteligencia artificial y algoritmos patentados para aumentar significativamente el valor de toda la cadena de imágenes médicas, desde el momento en que se capturan hasta el diagnóstico.

X-Factor Thinking.

X-Factor aprovecha al máximo su inversión de capital por medio de componentes modulares y configurables que cuentan con tecnología del DRX-Transportable/Lite de Carestream portátil y de los detectores DRX. X-Factor le permite ampliar su solución para que se adapte a su flujo de trabajo y presupuesto.

Características principales

- Resistente, clasificación IP65, prueba de caída de 4 pies.
- Pantalla táctil grande de alta resolución de 14 pulgadas.
- Procesador potente Intel Core i7.
- Diseño de doble batería para una vida útil extendida.
- La manija incorporada sirve para transporte y como caballete.
- Opciones de montaje y acoplamiento disponibles.
- Compatible con una amplia gama de detectores Carestream (se venden por separado).

Conozca nuestra familia de detectores de DR.

Nuestra cartera de detectores de DR cuenta con modelos inalámbricos, que se pueden compartir, sin vidrio y fijos para satisfacer sus necesidades según el tipo de examen, el tamaño del detector, el nivel de dosificación y el presupuesto. Descubra cuál es el detector más adecuado en carestream.com/detectors.



carestream.com



"Rx only"

© Carestream Health, Inc., 2024. CARESTREAM es una marca comercial de Carestream Health. CAT 2000 214 02/24

Carestream