

Carestream

Sistema móvel de raios X DRX-Rise

Digital. Potente. Eficiente.

Mobilidade aliada à versatilidade.



SOLUÇÕES INTELIGENTES DE AQUISIÇÃO DE IMAGENS

A aquisição de imagens móvel está em alta.

Eleve o patamar de sua aquisição de imagens com maior mobilidade.

Você está em busca de um sistema móvel de raios X para substituir sua unidade existente ou para acrescentar mais uma opção aos sistemas que já possui? Sua instituição ainda depende de uma unidade móvel equipada com CR?

A solução ideal seria incorporar um novo sistema móvel de raios X totalmente digital. E, agora, está mais fácil e acessível do que nunca obter essa solução.

O sistema móvel de raios X CARESTREAM DRX-Rise é uma solução móvel de raios X DR totalmente integrada que oferece um fluxo de trabalho simples, aumenta a produtividade e gera imagens excelentes.

Resumo das vantagens

- Coluna retrátil otimiza a visibilidade à frente, proporcionando um movimento do sistema mais seguro e descomplicado;
- Telas duplas simplificam o fluxo de trabalho e aumentam a produtividade;
- Reposicionamento rápido do carrinho a partir da cabeça do tubo ou do controle remoto;
- Excelente manobrabilidade, mesmo em ambientes estreitos e desordenados;
- Compatibilidade total com uma ampla gama de Detectores DR da Carestream;
- Conta com o software ImageView de fácil utilização.



Benefícios para toda a sua instituição.

O DRX-Rise oferece recursos atraentes para todas as partes interessadas na aquisição de imagens.



Administrador de radiologia

- Diversas opções de detectores para atender às necessidades de sua instituição.
- Compatível com modelos futuros para evitar a obsolescência da tecnologia.



Técnico em radiologia

- O sistema fácil de manobrar simplifica o deslocamento.
- Os controles de acionamento secundário permitem ajustes rápidos durante o posicionamento.
- As telas duplas e a vida útil prolongada da bateria aumentam a produtividade.



Radiologista

- Imagens nítidas com diversas opções de processamento visando à confiança diagnóstica incomparável.
- Uma ampla gama de opções de visualização especializadas para a aquisição de imagens nítidas e precisas em qualquer ambiente, seja no pronto-socorro, na sala de cirurgia ou na UTI.



Paciente

- Imagens de raios X de alta qualidade para apoiar o diagnóstico preciso e o início do tratamento.
- Praticidade, conforto e incômodo mínimo na aquisição de imagens diretamente no leito.

Totalmente integrado, agregando valor e garantindo o desempenho.

O DRX-Rise foi desenvolvido com base nas sugestões de técnicos em radiologia para oferecer um fluxo de trabalho aprimorado e operações consistentes. Além disso, seu conjunto completo e robusto de recursos oferece uma combinação incrível de produtividade, potência e praticidade.

Os controles na cabeça do tubo

e o controle remoto oferecem opções práticas de posicionamento do sistema, permitindo reposicionar o carrinho rapidamente.

Duas telas

O visor da cabeça do tubo oferece uma área de trabalho secundária. O monitor principal grande facilita a navegação, a revisão e o processamento das imagens.



A **exposição remota** por meio do switch de exposição remota sem fio portátil permite que o técnico em radiologia obtenha exposições a partir de qualquer ponto da sala.

O **carregamento do detector diretamente no compartimento** economiza tempo, garantindo que o detector esteja sempre pronto para ser utilizado.

O **armazenamento integrado** disponibiliza, de maneira prática, todos os suprimentos de que os técnicos em radiologia necessitam.



NOVO



Coluna retrátil

A coluna retrátil automática fornece uma linha de visão desobstruída e segura para facilitar o deslocamento.

Iluminação funcional em LED

Indica rapidamente o estado do sistema.

O **software ImageView** utiliza nossa plataforma poderosa e intuitiva para otimizar o fluxo de trabalho e oferecer qualidade de imagem incomparável.

A **bateria de lítio** oferece recarga mais rápida e vida útil prolongada, ou seja, até 50 km de deslocamento ou 1.000 exposições por carga única.


O **design compacto** e a operação ágil permitem transportá-lo facilmente por toda a instituição.

Tire proveito de um software poderoso e da compatibilidade com detectores.

Conte com o poder do software ImageView.

O DRX-Rise é operacionalizado pelo ImageView, nosso software líder do setor. Seu mecanismo Eclipse utiliza algoritmos exclusivos e inteligência artificial para oferecer qualidade de imagem superior e confiança no diagnóstico. As opções adicionais de processamento de imagens incluem:

- Visualização Tube and Line
- Otimização de imagens pediátricas
- Visualização de pneumotórax
- Supressão óssea
- SmartGrid



Alto desempenho é coisa de família.

Dentre as diversas opções existentes, nossa família de detectores é a escolha ideal para sua instituição, independentemente dos pacientes atendidos, do fluxo de trabalho, dos requisitos de dose, dos tipos de exame ou do orçamento. E o DRX-Rise é compatível com todos eles.*

Os **Detetores DRX Plus** (os detectores originais compartilháveis) contam com o X-Factor, o que permite compartilhar o detector com qualquer outro sistema DRX.

O **Detector DRX Plus 2530C**, com densidade de pixels de 98 microns, oferece todas as vantagens do DRX Plus em um design mais compacto, ideal para a pediatria.

Os **Detetores Focus 35C e 43C** oferecem uma solução DR sem fio altamente acessível, além de excelente qualidade de imagem e classificação IP44.

A **densidade de pixels dos Detectores Focus HD 35 e HD 43** é de 100 microns, fornecendo maior resolução, o que resulta em imagens com detalhes mais nítidos.

*Talvez nem todos os detectores estejam disponíveis em todas as regiões.



SEJA QUAL FOR SEU PERCURSO,
VAMOS CONDUZIR VOCÊ
AO DESTINO CERTO.

SOLUÇÕES INTELIGENTES DE
AQUISIÇÃO DE IMAGENS

O caminho mais rápido para chegar ao futuro promissor da aquisição de imagens.

Qual é o próximo passo rumo ao futuro da aquisição de imagens? Talvez você precise acelerar seu fluxo de trabalho de raios X. Ou acrescentar uma nova solução de aquisição de imagens à sua instituição para oferecer um melhor atendimento aos pacientes.

Seja qual for seu destino, temos as soluções inteligentes para você chegar lá: Soluções completas de salas de aquisição de imagens digitais e unidades móveis de última geração. Detectores sem fio compartilháveis e kits de modernização de CR para DR. Sistemas CR com custo acessível. E sensores de imagens digitais avançados.

Comece a traçar seu futuro hoje.

Desde pequenas clínicas, centros de atendimento de urgência e clínicas especializadas até grandes hospitais e centros de imagens, todo tipo de instituição encontrará uma solução da Carestream ideal para suas necessidades mais específicas. Acesse carestream.com e dê o primeiro passo rumo à maior produtividade e a um padrão mais elevado de atendimento aos pacientes.

Mais soluções da Carestream.

A Carestream também oferece soluções de testes não destrutivos para ajudar a garantir a qualidade e a segurança nos setores aeroespacial, petroquímico e outros, bem como manufatura por contrato para lançar produtos revestidos inovadores no mercado.

Uma comunidade de suporte e serviço.

Para obter um serviço confiável, consulte nossa Rede de Sucesso do Cliente. Trabalhamos continuamente para melhorar seu desempenho na aquisição de imagens, ajudar você a inovar conforme suas necessidades mudam e a aproveitar ao máximo seu orçamento e seus recursos. A Rede de Sucesso do Cliente da Carestream disponibiliza uma equipe dinâmica de especialistas com um contato único para acesso fácil e personalizado às pessoas certas em cada situação específica. Você e seus pacientes têm muito a ganhar com o conhecimento e as melhores práticas que só a Carestream pode oferecer.



Eclipse: Aproveite o poder de décadas de inovação.

O Eclipse da Carestream é o mecanismo por trás de nosso inovador software de aquisição de imagens. Ele utiliza tecnologia de inteligência artificial e algoritmos exclusivos para elevar consideravelmente o valor de toda a cadeia de imagens, da aquisição ao diagnóstico.

carestream.com/drx-rise



Rx only

© Carestream Health, Inc., 2025. CARESTREAM é uma marca comercial da Carestream Health. CAT 2000 347 05/25

Carestream