

Carestream

DRX-Rise 移动式摄影 X 射线机

数字化 强大 高效

移动式系统可满足多用途需求。



智能成像解决方案

移动成像呈增长趋势。

更好的移动性有助于提升成像能力。

您是否正在寻找一款移动式 X 射线系统来替换现有设备或补充目前所拥有的设备？您的机构是否仍然依靠配备 CR 的移动成像设备？

采用新型全数字化移动式 X 射线系统将是理想的解决方案。现在您可以无比轻松地、更经济实惠地获得这种解决方案。

CARESTREAM DRX-Rise 移动式 X 射线系统是一种全集成 DR 移动式 X 射线解决方案，可以让您轻松工作，提高生产力以及拍摄高质量影像。



优势一览

- 双显示屏可以简化工作流程，提高生产力
- 既可通过球管端也可通过远程控制快速对机身重新定位
- 提供优异的可操控性，即便在狭窄凌乱的环境中也能操控自如
- 可与多种 Carestream DR 平板探测器无缝兼容
- 采用用户友好的 ImageView 软件

为您所处的工作环境带来优势。

DRX-Rise 为成像操作涉及的每一个利益相关方提供出色的功能。



放射管理员

- 多种探测器选择，满足机构的需求。
- 面向未来的设计，防止技术过时。



放射技师

- 系统操作简单易学，轻松导航。
- 增加辅助驱动控制，定位的同时实现快速调节。
- 双显示屏和超长电池寿命，有效提高生产力。



放射医师

- 原始图像具有多种图像处理选项，提高诊断可信度。
- 提供多种专业化查看选项，无论在 ER、OR 还是 ICU，都可以提供清晰准确的图像。



患者

- 支持准确诊断与治疗的高质量 X 射线图像。
- 方便、舒适且干扰极小的床旁成像。

采用全集成设计, 性价比高, 性能卓越。

DRX-Rise 的设计采纳了放射技师的反馈意见, 为您提供高效的工作流程和无缝操作。它具有完善、稳健的各项功能, 集出色的生产力、强大的功能与便捷性于一身。

球管控件

与远程控制设计使系统定位尽在掌控之中, 可以快速对机身进行重新定位。

双显示屏

球管显示屏提供辅助工作区。大的主显示器便于导览、查看和操控图像。



通过手持式无线远程控制曝光开关可以实现**远程控制曝光**, 放射技师在区域内任何地方都可以获取曝光。

入仓探测器充电技术省时省心, 确保探测器随用随取。

自带储物箱, 可以存放各种用品, 便于放射技师取用。

功能性 LED 指示灯

可以直观地显示系统状态。

ImageView 软件利用我们功能强大、操作简便的软件平台, 提升工作流程, 输出高质量图像。

锂电池充电快, 续航时间长, 充电一次最多可行驶 50 km 或曝光 1,000 次。

紧凑型设计与敏捷操作, 便于在您的机构内各处使用。

体验软件与探测器的强大兼容性。

强大的 ImageView 软件。

DRX-Rise 采用我们行业领先的 ImageView 软件。它的 Eclipse 引擎提供专有算法和人工智能技术, 为您带来极佳的图像质量, 提高诊断可信度。其他图像处理选项包括:

- 管线可视化成像软件
- 儿科图像采集优化技术
- 气胸可视化成像软件
- 骨抑制成像软件
- 虚拟滤线栅处理软件

延续高性能特征。

在评估探测器选项时, 无论您的患者群体、工作流程、剂量需求、检查类型、预算如何, 我们的探测器系列都可以为您的机构提供需要的答案。而且 DRX-Rise 可以兼容其中任何一款探测器。*

DRX Plus 平板探测器 (最初的可共用探测器) 采用 X-Factor, 这使得该探测器可以与其他任何 DRX 系统共用。

DRX Plus 2530C 平板探测器具有 98 微米像素间距, 具有 DRX Plus 的所有优势, 但外形更小, 设计更适合儿童患者使用。

Focus 35C 和 43C 平板探测器是一款具有高性价比的无线 DR 解决方案, 可以提供出色的图像质量和 IP44 评级。

Focus HD 35 和 HD 43 平板探测器具有 100 微米像素间距, 分辨率更高, 图像细节更清晰。

*并非所有的探测器在各个地区均有销售。



无论您选择怎样的前进道路，
我们都能带您抵达目的地。

智能成像解决方案

通往成像技术成功未来的最快途径。

在通往成像技术未来的路上，您的下一步该往哪走？也许您需要优化您的 X 射线工作流程。或者给您的机构引入新的成像解决方案，为患者提供更好的护理。

无论您朝哪个方向前行，我们都有您所需的智能解决方案：全数字成像室和领先的移动设备；无线、可共用的探测器和 CR 到 DR 改装套件；经济的 CR 系统；以及先进的数字成像仪。

立即开始规划您的路线。

从小型诊所、紧急护理机构、专科诊所到大型医院和影像中心，每个机构都会找到能满足他们最特殊需求的 Carestream 解决方案。访问 carestream.com，开启您通向更高生产力和更高标准患者护理的旅程。

更多 Carestream 解决方案。

Carestream 不仅提供无损检测解决方案，帮助确保航空航天、石油和其他行业的质量和安全性，还提供合同制造，以将创新涂层产品推向市场。

可靠的服务和支持团队。

通过 Customer Success Network 寻求帮助，获得可靠的服务。我们不断努力提高您的成像性能，帮助您根据需求变化来进行创新，并让您的预算和资源得到充分利用。Carestream 的 Customer Success Network 为您提供充满活力的专家团队，通过单点入口，在任何情况下都能轻松找到能给您提供个性化解决方案的人。您和您的患者将受益于只有 Carestream 才能提供的专业知识和最佳实践。



Eclipse: 驾驭数十载持续不断的 创新力量。

Carestream 的 Eclipse 是驱动我们创造新成像软件的引擎。它采用 AI 技术和独家算法，从采集到诊断，显著提升了整个成像链的价值。

carestream.com/drx-rise



"Rx only"

© Carestream Health, Inc., 2023. CARESTREAM 是 Carestream Health 的商标。CAT 2000 299 02/23

Carestream