

Aggiornamento del tablet via Wireless.

SMART IMAGING SOLUTIONS

Portate l'imaging mobile a un nuovo livello con X-Factor Thinking.

Grazie al CARESTREAM DRX-Transportable System/Universal Mobile Retrofit Kit, potrete aggiornare sistemi radiografici analogici portatili di quasi qualsiasi produttore per sfruttare la potenza della tecnologia wireless DR.

Questo innovativo sistema di retrofit integra i detettori DR di Carestream per contribuire a fornire un flusso di lavoro più veloce, più efficiente e facile da usare che facilita la diagnosi e la pianificazione del trattamento in modo rapido e accurato, con una qualità dell'immagine incontaminata. Questo sistema non invasivo è facile da installare, autoalimentato e ricaricabile, il che significa che potete portare senza sforzo la vostra imaging mobile a un livello superiore.

Riepilogo dei vantaggi

- Conversione rapida ed economicamente conveniente dei sistemi mobili analogici esistenti in DR.
- Utilizzo e upgrade in tutta semplicità.
- La funzionalità wireless migliora la produttività e il flusso di lavoro.
- Il sistema è autoalimentato e ricaricabile.
- Potete scegliere tra una vasta gamma di opzioni di detettore disponibili.





DRX-Transportable System/Universal Mobile

La forza del DR Imaging, più semplice e più trasportabile come mai prima d'ora.

Il nostro DRX-Transportable System/Universal Mobile Retrofit Kit offre una transizione agevole e conveniente ai vantaggi della radiografia digitale. Date nuova vita alle vostre apparecchiature mobili analogiche, aumentate la vostra produttività con un flusso di lavoro wireless e migliorate la vostra affidabilità diagnostica con una qualità dell'immagine migliorata.

- Aggiornate le vostre apparecchiature esistenti e sperimentate i vantaggi della DR.
- Acquisite immagini ovunque ne abbiate più bisogno con un flusso di lavoro wireless.
- Include l'hardware di montaggio universale per il tablet PC.
- Potete scegliere tra una vasta gamma di opzioni di detettore CARESTREAM DR.



Caratteristiche principali

- Robusto, grado di protezione IP65, test di caduta da 4 piedi
- Touchscreen grande da 14 pollici, ad alta risoluzione
- Potente processore Intel Core i7
- Design flessibile che aiuta a rivitalizzare i sistemi di imaging mobile di più fornitori
- Molteplici opzioni di montaggio del tablet che si adattano a una varietà di sistemi di radiografia
- Autoalimentato, ricaricabile e facile da installare
- Elettronica che si adatta all'interno del contenitore per cassette esistente.



Eclipse: sfruttate la forza di decenni di innovazione.

Eclipse di Carestream è il motore alla base del nostro innovativo software di imaging. Utilizza la tecnologia AI e gli algoritmi proprietari per incrementare significativamente il valore di tutto il processo di imaging, dall'acquisizione alla diagnosi.

Partner affidabile: CARESTREAM Smart Services

In Carestream ci saremo quando avrete bisogno di noi. Le nostre soluzioni di imaging medico sono supportate dal nostro team di assistenza di livello mondiale composto da specialisti di prodotti e del settore, esperti che lavoreranno a stretto contatto con voi per mantenere le vostre apparecchiature sempre in funzione alle massime prestazioni. Grazie alla nostra gamma completa di servizi, vi offriamo una completa tranquillità riguardo alla durata delle vostre apparecchiature, in modo che possiate concentrarvi su ciò che conta di più: i vostri pazienti.

X-Factor Thinking.

X-Factor vi consente di utilizzare al massimo i vostri investimenti, con componenti configurabili e modulari alimentati dai detettori portatili del DRX-Transportable System/Lite e DRX. X-Factor vi consente di scalare la vostra soluzione per adattarsi al vostro flusso di lavoro e al vostro budget.

Prestazioni leader di settore:

Ecco la nostra linea di detettori DR.

Il nostro assortimento di detettori DR è composto da modelli wireless, condivisibili, privi di vetro e fissi per soddisfare le vostre esigenze in base al tipo di esame, alle dimensioni del detettore, al livello di dosaggio e al budget. Scoprite il detettore adatto alle vostre esigenze all'indirizzo carestream.com/detectors.



carestream.com



"Rx only"

© Carestream Health, Inc., 2024. CARESTREAM è un marchio depositato di Carestream Health. CAT 2000 003 02/24

Carestream