

Carestream

Sistema radiografico mobile DRX-Rise

# Digitale. Efficace. Efficiente.

La mobilità incontra la versatilità.



SMART IMAGING SOLUTIONS

# Miglioramento dell'imaging mobile.

Migliorate il vostro imaging con una maggiore mobilità.

Siete alla ricerca di un sistema radiografico mobile per sostituire la vostra attuale unità o ampliare le apparecchiature esistenti? La vostra struttura fa ancora affidamento su un'unità mobile basata su cassette CR?

La soluzione ideale sarebbe l'aggiunta di un nuovo sistema radiografico mobile completamente digitale. Adesso è più facile e più conveniente realizzarla, come mai prima d'ora.

Il sistema radiografico mobile CARESTREAM DRX-Rise è una soluzione radiografica DR completamente integrata che consente di gestire facilmente il flusso di lavoro, aumenta la produttività e produce immagini eccezionali.

## Riepilogo dei vantaggi

- La colonna comprimibile migliora la visibilità in avanti, per movimenti del sistema più agevoli e sicuri
- Due display ottimizzano il flusso di lavoro e accrescono la produttività
- Rapido riposizionamento sistema dal pannello di controllo del tubo o da telecomando
- Eccellente manovrabilità, anche in ambienti ristretti e ingombri
- Compatibilità con un'ampia gamma di detectori DR Carestream
- Utilizza il software ImageView



## Vantaggi in tutta la struttura.

Il DRX-Rise offre funzionalità efficaci per ogni soggetto coinvolto nell'attività di imaging.



### Rad Admin.

- Una serie di opzioni detectori per allinearsi alle esigenze della struttura.
- Design futuristico per evitare l'obsolescenza tecnologica.



### Tecnico di radiologia

- Sistema facile da manovrare che permette di navigare in modo semplice.
- I controlli guida secondari permettono regolazioni veloci durante il posizionamento.
- I due display e la maggiore durata della batteria accrescono la produttività.



### Radiologo

- Immagini definite con una serie di opzioni di elaborazione immagine per un'impareggiabile qualità diagnostica.
- Un'ampia serie di opzioni di visualizzazione specializzata per un imaging chiaro e preciso in ER, OR o ICU.



### Paziente

- Le immagini radiografiche di elevata qualità supportano diagnosi a un inizio del trattamento più accurati.
- La comodità e il disagio minimo dell'imaging al posto letto.

# Completamente integrato per valore e prestazioni.

Il DRX-Rise è stato progettato con il contributo dei tecnici di radiologia per ottenere un flusso di lavoro migliorato e attività senza interruzioni. Le sue complete e consistenti funzionalità offrono inoltre una significativa combinazione di produttività, efficacia e comodità.

## I comandi sul pannello di controllo del tubo

e il telecomando consentono di posizionare agevolmente il sistema e di riposizionare rapidamente il carrello.

## Due display

Il display posizionato sul tubo fornisce una zona di lavoro secondaria. Il monitor principale di grandi dimensioni rende agevole la visualizzazione, il riesame e la manipolazione delle immagini.



**L'esposizione da remoto** mediante il telecomando wireless consente al tecnico di radiologia di effettuare acquisizioni a distanza.

**La ricarica del detettore nello specifico compartimento** consente di risparmiare tempo e rende sempre pronto il detettore.

**Un apposito vano** consente al tecnico di radiologia di tenere l'occorrente a portata di mano.



## NOVITÀ



### Colonna comprimibile

La colonna comprimibile automatica offre una visuale chiara e sicura, per una navigazione facile.

**La funzionale illuminazione a LED** consente un rapido controllo delle condizioni del sistema.

**Il software ImageView** utilizza la nostra piattaforma software potente ed intuitiva per migliorare il flusso di lavoro e offrire una qualità delle immagini senza paragoni.

**La batteria al litio** consente una ricarica più rapida e assicura una maggiore durata, fino a 50 km di spostamento o 1000 esposizioni per singola carica.

**Il design compatto** e l'uso agevole consentono di spostarsi facilmente nella struttura.

## Validità del software e compatibilità dei detettori.

### Sfruttare l'efficacia del software ImageView.

Il DRX-Rise usa il nostro software ImageView leader del settore. Il suo motore Eclipse utilizza algoritmi brevettati e intelligenza artificiale per offrire qualità delle immagini eccellente e sicurezza diagnostica. Ulteriori opzioni di elaborazione immagine comprendono:

- Tube and Line Visualization
- Ottimizzazione delle immagini pediatriche
- Visualizzazione Pneumothorax
- Bone Suppression
- SmartGrid



### Le prestazioni elevate irrompono nella famiglia di prodotti.

Per quanto riguarda le opzioni detettore, la nostra linea di pannelli DR fornisce una risposta per la vostra struttura, qualunque sia il numero di pazienti, il flusso di lavoro, i requisiti di dosaggio, i tipi di esami o il budget. Inoltre, il DRX-Rise è compatibile con tutti.\*

I **detettori DRX Plus** (i detettori condivisibili originali) sono dotati di X-Factor che consente la condivisione del detettore con qualsiasi altro sistema DRX.

Il **detettore DRX Plus 2530C**, con un pixel pitch da 98 micron, offre tutti i vantaggi del DRX Plus in un design di formato più piccolo per uso pediatrico.

I **detettori Focus 35C e 43C** offrono una soluzione DR wireless molto economica che garantisce un'eccellente qualità di immagine e una classificazione IP44.

I **detettori Focus HD 35 e HD 43** sono dotati di un pixel pitch da 100-micron in grado di garantire una risoluzione molto più elevata per una migliore resa dei dettagli.

\*Non si garantisce che tutti i detettori siano disponibili in tutte le regioni.



NON IMPORTA SU QUALE STRADA VI TROVIATE,  
VI CONDURREMO ALLA  
VOSTRA DESTINAZIONE.

SMART IMAGING SOLUTIONS

### Il percorso più veloce per un brillante futuro dell'imaging.

Nel viaggio verso il futuro dell'imaging, qual è il vostro prossimo passo? Forse è necessario accelerare il flusso di lavoro radiografico. Oppure aggiungere una nuova soluzione di imaging alla vostra struttura per fornire una migliore assistenza ai pazienti.

Ovunque siate diretti, disponiamo delle soluzioni intelligenti di cui avete bisogno: Sale per imaging completamente digitali e unità mobili all'avanguardia. Detettori wireless condivisibili e kit di retrofit da CR a DR. Sistemi CR a prezzi accessibili. E sistemi di imaging digitali avanzati.

### Iniziate a tracciare il vostro percorso oggi stesso.

Dai piccoli ambulatori, alle strutture di pronto soccorso, agli studi specialistici, fino agli ospedali e ai centri di imaging di grandi dimensioni, ogni struttura troverà una soluzione Carestream per soddisfare le esigenze più specifiche. Visitate il sito [carestream.com](http://carestream.com) e iniziate il viaggio verso una maggiore produttività e standard più elevati di assistenza ai pazienti.

### Ulteriori soluzioni da Carestream.

Carestream offre anche soluzioni per prove non distruttive, al fine di contribuire ad assicurare qualità e sicurezza nel settore aerospaziale, petrolchimico e altri ancora, oltre alla produzione a contratto per portare sul mercato prodotti innovativi.

### Un Network di assistenza e supporto.

Per un'assistenza affidabile, rivolgetevi alla nostra Customer Success Network. Lavoriamo costantemente per migliorare le vostre prestazioni di imaging e per aiutarvi a innovare di pari passo all'evoluzione delle esigenze e a sfruttare al meglio budget e risorse. Con la Customer Success Network di Carestream sarete attorniti da un team dinamico di esperti, con un Single Point of Entry per concedere un accesso facile e personalizzato alle persone giuste in ogni situazione. Beneficerete insieme ai vostri pazienti delle competenze e delle migliori pratiche che solo Carestream è in grado di offrire.



Imaging Software Powered by



### Eclipse: sfruttare la forza di decenni di innovazione.

Eclipse di Carestream è il motore alla base del nostro innovativo software di imaging. Utilizza la tecnologia AI e gli algoritmi proprietari per incrementare significativamente il valore di tutto il processo di imaging, dall'acquisizione alla diagnosi.

[carestream.com/drx-rise](http://carestream.com/drx-rise)



Rx only

© Carestream Health, Inc., 2025. CARESTREAM è un marchio depositato di Carestream Health. CAT 2000 347 05/25

Carestream